


SUTURES OPHTALMIQUES OPHTHALMIC SUTURES





LA GAMME DE SUTURES OPHTALMIQUES

OPHTHALMIC SUTURES RANGE

Notre longue expérience, notre savoir-faire exceptionnel et un contrôle qualité à 100 % sont la garantie d'un produit excellent, reconnu par les plus grands chirurgiens dans le monde.

Les micro aiguilles ophtalmiques sont fabriquées dans l'acier médical de plus haut grade AISI 304V. Ce matériau rend nos aiguilles incassables.

Our long experience, our knowhow and a 100 % quality control are the guarantee of an excellent product, recognised by the best surgeons around the world.


The ophthalmic micro-needles are manufactured with the highest medical stainless steel AISI 304V. This material makes our needles inbreakable.



LES MICRO-AIGUILLES / MICRO-NEEDLES

Aiguille Spatulée


Spatula Needle



- Diamètre de 100 à 380 μm
- Diameter from 100 to 380 μm


Aiguille Ronde

Taperpoint Needle



- Diamètre de 50 à 430 μm
- Diameter from 50 to 430 μm

Aiguille Triangulaire / Reverse Cut Needle




- Diamètre de 150 à 560 μm
- Diameter from 150 to 560 μm




SUTURES OPHTALMIQUES OPHTHALMIC SUTURES



LES FILS / THREADS



Sinusorb® PGA résorbable violet ou incolore (classe III)
Sinusorb® PGA absorbable, violet or undyed




Monofil polyamide 6.6 noir (classe IIb)
Black polyamide 6.6 monofilament



Tresse soie noire enduite (classe IIb)
Coated black braided silk



Soie vierge bleue ou noire (classe IIb)
Blue or black virgin silk



Tresse polyester vert ou blanc (classe IIb)
Green or white braided polyester



Monofil polypropylène bleu (classe IIb)
Blue polypropylene monofilament



Monofil PVDF bleu (classe IIb)
Blue PVDF monofilament



CHARTRE QUALITÉ QUALITY CHART



Péters Surgical s'engage / Péters Surgical is committed to

- A n'utiliser que des aiguilles en acier haute performance pour sa gamme Sinus Point
- A faire un contrôle à 100 % sous microscope (x16)
- A utiliser les meilleurs fils disponibles sur le marché
- A former ses opérateurs de manière continue pour garantir des résultats exceptionnels
- High performance stainless steel needles for Sinus Point range
- 100 % control under microscope using the same magnification as in surgical theater (x16)
- Highest quality standard threads
- Continuous product training of the operators who manufacture the sutures

SUTURES OPHTALMIQUES OPHTHALMIC SUTURES

References	Fil / Thread			Aiguille / Needle				SA / DA*
	USP	Type	Lg cm	Type	Ø µm	Lg mm	Courbure / Curve	
FERMETURE / GENERAL CLOSURE								
8505	10/0	Nylon black	30	Spatulée / Spatula	150	6,4	3/8	DA
8134	10/0	Sinusorb® - PGA	15	Spatulée / Spatula	150	6,0	3/8	SA
8137	10/0	Sinusorb® - PGA	15	Ronde / Taperpoint	150	5,0	3/8	SA
8101	10/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatulée / Spatula	150	6,0	1/2	SA
8121	9/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatulée / Spatula	200	6,4	3/8	SA
8124	9/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatulée / Spatula	150	6,0	3/8	SA
8125	9/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatulée / Spatula	150	6,0	1/2	DA
8104	8/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatulée / Spatula	200	6,4	3/8	SA
8113	8/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatulée / Spatula	200	6,4	3/8	DA
8112	8/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatulée / Spatula	200	6,4	3/8	DA
8109	8/0	Sinusorb® - PGA	30	Ronde / Taperpoint	150	6,4	3/8	SA
8126	7/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatulée / Spatula	200	6,0	1/2	DA
8102	7/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatulée / Spatula	200	6,4	3/8	SA
8111	7/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatulée / Spatula	200	6,4	3/8	DA
GLAUCOME / GLAUCOMA								
8505	10/0	Nylon black	30	Spatulée / Spatula	150	6,4	3/8	DA
8508	9/0	Nylon black	30	Spatulée / Spatula	150	6,4	3/8	DA
8801	6/0	Silk black	30	Triangulaire / Reverse Cut	280	8,0	3/8	SA
RETINE / RETINA								
8211	6/0	Polyester green	45	Spatulée / Spatula	330	8,0	1/4	DA
8212	5/0	Polyester green	45		380	8,0	1/4	DA
8217	5/0	Polyester white	45		380	8,0	1/4	DA
8117	6/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	1/4	DA
8107	6/0	Sinusorb® - PGA	45		240	8,0	1/4	DA
8123	5/0	Sinusorb® - PGA	45		380	8,0	1/4	DA
CATARACTE / CATARACT								
8416	10/0	Nylon Black	15	Spatulée / Spatula	150	6,0	3/8	SA
8500	10/0	Nylon Black	30		150	6,0	3/8	DA
8418	10/0	Nylon Black	15		150	6,4	3/8	SA
8509	10/0	Nylon Black	30		200	6,4	3/8	DA
8422	9/0	Nylon Black	15		150	6,4	3/8	SA
8496	8/0	Nylon Black	30		200	6,4	1/4	DA
8915	8/0	Virgin Silk Blue	45		200	6,4	3/8	DA
8737	10/0	Polypropylen Blue	30		150	6,4	3/8	DA
8738	9/0	Polypropylen Blue	30		150	6,4	3/8	DA
SPECIALITES / SPECIALITIES								
8701	10/0	Polypropylen Blue	10	Spatulée / Spatula	150/100	16 & 4,0	Droite / Straight & 3/8	DA
8726	10/0	Polypropylen Blue	23		150	5,0	Droite / Straight	DA
STRABISME/ STRABISMUS								
8211	6/0	Polyester green	45	Spatulée / Spatula	330	8,0	1/4	DA
8212	5/0	Polyester green	45		380	8,0	1/4	DA
8125	9/0	Sinusorb® - PGA	30		150	6,0	1/2	DA
8121	9/0	Sinusorb® - PGA	30		200	6,4	3/8	SA
8144	7/0	Sinusorb® - PGA	45		200	6,0	1/2	DA
8127	6/0	Sinusorb® - PGA	30		240	6,4	1/2	DA
8107	6/0	Sinusorb® - PGA	45		240	8,0	1/4	DA
8117	6/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	1/4	DA
8118	6/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	3/8	DA
8120	5/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	1/4	DA
8142	5/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	1/4	SA
8123	5/0	Sinusorb® - PGA	45		380	8,0	1/4	DA
8809	6/0	Black Silk	45		240	8,0	1/4	DA
KERATOPLASTIE / KERATOPLASTY								
8493	11/0	Nylon Black	30	Spatulée / Spatula	150	5,0	1/2	DA
8500	10/0	Nylon Black	30		150	6,0	3/8	DA
PAUPIERES / EYE LID								
8108	6/0	Sinusorb® - PGA	45	Triangulaire / Reverse Cut	240	8	3/8	DA
8140	6/0	Sinusorb® - PGA	45	Triangulaire / Reverse Cut	280	12,0	3/8	DA
8133	6/0	Sinusorb® - PGA	45	Triangulaire / Reverse Cut	430	12,0	3/8	SA
8138	6/0	Sinusorb® - PGA	45	Triangulaire / Reverse Cut	280	12,0	3/8	SA
8143	6/0	Sinusorb® - PGA	45	Ronde / Taperpoint	440	13,0	3/8	DA
8136	5/0	Sinusorb® - PGA	45	Triangulaire / Reverse Cut	430	12,0	3/8	DA
8128	5/0	Sinusorb® - PGA	45	Triangulaire / Reverse Cut	430	16,0	3/8	SA
8709	6/0	Polypropylen Blue	75	Triangulaire / Reverse Cut	330	13,0	3/8	DA
8443	4/0	Nylon Black	45	Triangulaire / Reverse Cut	430	12,0	1/2	SA
8801	6/0	Black Silk	30	Triangulaire / Reverse Cut	240	8,0	3/8	SA
8808	6/0	Black Silk	45	Triangulaire / Reverse Cut	280	12,0	3/8	DA
8818	5/0	Black Silk	45	Triangulaire / Reverse Cut	430	12,0	3/8	DA
8802	4/0	Black Silk	45	Triangulaire / Reverse Cut	430	12,0	3/8	SA
8817	4/0	Black Silk	45	Triangulaire / Reverse Cut	430	16,0	3/8	SA

* SA : Simple aiguillée / Single armed - DA : Double aiguillée / Double armed



42, RUE BENOIT FRACHON 93013 BOBIGNY CEDEX FRANCE – www.peters-surgical.com

Tél. : 33 (0)1 48 10 62 62 – Fax : 33 (0)1 48 91 22 99 – e-mail : commercial@peters-surgical.com & export@peters-surgical.com



98MS14 / 05-2013